

세계가 인정하고 케어라인이 보증하는
오래가는 전동스쿠터 배터리

Power your life
LONG



국내 독점
계약권 체결



12V 36Ah



12V 40Ah



12V 50Ah



12V 55Ah



12V 62Ah

배터리취급시 주의사항

배터리 사용기간을 최대화하기 위하여 실용량을 측정하여 공급되며 제품박스 및 제품상단에 3가지 색상(파란색, 녹색, 흰색) 스티커가 부착되어 있습니다.

사용권장	사용가능	사용불가
파 + 파	파 + 녹	파 + 흰
녹 + 녹	녹 + 흰	
흰 + 흰		