

매일 매일 건강하게- 목욕도우미 아쿠아 조이

Aqua Joy

목욕을 쾌적하고 안전하게! 매일 매일 행복한 세상

몸이 불편한 노약자와 장애인에게 가장 중요한 안전과 편리함을 생각하여 설계하였기때문에 매일 편리하고 즐겁게 목욕할 수 있습니다.

몸이 불편해서 목욕하는 것이 즐겁지 않았다면 케어라인 아쿠아 조이가 있습니다.



제 원

- 접었을 때 크기 : 390 X 580 X 223mm
- 최저 지상고 : 90mm
- 최고 지상고 : 465mm
- 배터리 : 13.2V X 1300mAh
- 충전시간 : 12~24시간
- 허용중량 : 170kg
- 제품중량 : 13.6kg

Features

1. 간편한 수납
2. 간편한 설치와 분리
3. 안전한 작동으로 편리한 리프트
4. 최대 40° 등받이 각도 조절 가능
5. 충전식 배터리 구동 방식
6. 초강력 PP+GF 재질 사용
7. 물에 뜨는 안심리모콘
8. 다양한 옵션 사양
등받이 날개, 회전식 슬라이드판
머리받침대, 밀림방지용 고정대



아쿠아조이 옵션사양

Method of use



1. 리프트를 욕조에 넣고 흡착판을 안착시킵니다.



2. 등받이를 세운 후 리모콘 조작으로 좌면을 욕조의 가장자리 높이까지 상승시킵니다.



3. 몸을 천천히 본체의 중앙으로 이동하십시오.
옵션의 회전식 슬라이드판을 사용하면 좌면에서 이동화전도 간단합니다.



4. 자세를 바로 잡은 후 리모콘으로 적당한 목욕 높이로 조절하십시오.
아쿠아 조이는 천천히 부드럽게 하강하므로 물 온도로 인한 갑작스러운 체온 상승의 위험을 예방할 수 있습니다.

승강도우미

Lift Helper

방, 거실의 바닥에서 휠체어나 침대에 오르거나 하릴 때 불편하시죠?
이제 승강도우미가 안전하게 도와드립니다.

10년 이상 유럽시장에 수출하여 입증된 목욕도우미(Bathlift)의 기술로 품질과 내구성이 뛰어납니다.
www.aqua-joy.com

Features

1. 흔들림 없는 안정성
2. 안전속도로 상하이동
3. 컨트롤러 내장 배터리 구동방식
4. 측면이동을 도와주는 회전식슬라이드(옵션)



간편충전기



회전식슬라이드(옵션)

제 원

- 제품 : 높이 721mm / 가로 355mm / 세로 604mm
- 최저 지상고 : 78mm
- 최고 지상고 : 460mm
- 배터리 : DC 13.2V 1300mAh (Ni-MH)
- 충전시간 : 12~24시간
- 허용중량 : 120kg
- 제품중량 : 14.2kg



Method of use



승강도우미 사용 예

