



# 편안하고 안전하게! 케어라인 수동휠체어



강화 알루미늄 프레임 구조로 내구성 강화 / 착탈식 메쉬시트로 세척과 교체가 간편  
특수도로 외장처리로 수려한 외관 마감 / 한국인 체형에 맞추어 편의성 증가

## 나래 CL3300 **고급형**

- > 뒷바퀴의 손쉬운 원터치 탈부착 기능으로 운반과 수납이 편리
- > 등받이를 접을 수 있어 소형차량에도 탑재가능
- > 사용자 위주의 안전하고 편리한 자립형 설계




드럼브레이크 장착

팔받이 폴딩 기능

팔높이 조절 기능

등받이 접이 기능



차체중량  
16.8kg

허용중량  
110kg

시트폭  
400~440mm

전폭  
640mm

전륜  
7" pu

후륜  
24" air

전고  
895mm

전장  
1065mm

## 나래 CL3100 **고급형**

- > 뒷바퀴의 손쉬운 원터치 탈부착 기능으로 운반과 수납이 편리
- > 등받이를 접을 수 있어 소형차량에도 탑재가능
- > 사용자 위주의 안전하고 편리한 자립형 설계



원터치 바퀴 탈부착

팔받이 폴딩 기능

발받침 탈부착

등받이 접이 기능



차체중량  
14.6kg

허용중량  
110kg

시트폭  
400~440mm

전폭  
630mm

전륜  
7" pu

후륜  
24" air

전고  
890mm

전장  
1065mm











본사 043) 543-5721 (우)28900 충북 보은군 내북면 내북산외로 113 (적음리 285-1)  
서울사무소 031) 8084-3721 부산사무소 051) 313-5621 광주사무소 062) 265-5721

## 나래 CL1000 **스틸 기본형**











- > 경량 스틸파이프 사용으로 내구성 강화!
- > 컴팩트한 설계로 잔고장이 적어 유지보수에 유리
- > 세척 등 유지관리에 유리한 레자시트 사용으로 병원·시설에서 사용 편리

							
차체중량 17.2kg	허용중량 100kg	시트폭 400~440mm	전폭 600mm	전륜 7" pu	후륜 24" air	전고 910mm	전장 1085mm

## 나래 CL1100 **스틸 거상형**











- > 거상형 발판 사용으로 사용자의 편의성 강화!
- > 경량 스틸파이프 사용으로 내구성 강화!
- > 컴팩트한 설계로 잔고장이 적어 유지보수에 유리
- > 세척 등 유지관리에 유리한 레자시트 사용으로 병원·시설에서 사용 편리

							
차체중량 18.8kg	허용중량 100kg	시트폭 400~440mm	전폭 600mm	전륜 7" pu	후륜 24" air	전고 910mm	전장 1150~1270mm

## 나래 CL2000 **알루미늄 기본형**



- > 기본형에도 강화 알루미늄 프레임 채택으로 경량화 실현! 내구성 강화!
- > 컴팩트한 설계로 잔고장이 적어 유지보수에 유리
- > 세척 등 유지관리에 유리한 레자시트 옵션 가능

							
차체중량 13kg	허용중량 100kg	시트폭 400~440mm	전폭 640mm	전륜 7" pu	후륜 24" air	전고 890mm	전장 1040mm

## 나래 CL3000 **보급형**



- > 드럼브레이크 장착으로 안전하고 편리한 제동
- > 등받이를 접을 수 있어 차량 등에 탑재시 편리
- > 보호자 사용시 편리성 제고



드럼브레이크 장착

등받이 접이 기능

							
차체중량 15.1kg	허용중량 110kg	시트폭 400~440mm	전폭 630mm	전륜 7" pu	후륜 24" air	전고 890mm	전장 1040mm